



Leistungsumfang von Wartung- und Instandsetzungsarbeiten

Prüfung und Einstellung der mechanischen Parameter

Bei Laborabzügen und Apothekenabzügen:

- Fugenabdichtung im Innenraum
- Fugen der Fliesentischplatte
- Leichtgängigkeit aller beweglichen Teile
- Ordnungsgemäße Befestigung aller starren Teile
- Funktion des Frontschiebers
- Funktion der Frontschieber-Führungsseile
- Kraft zum vertikalen Verschieben des Frontschiebers

Bei Sicherheits- und Gasflaschenschränken:

- Brandschutz- Tellerventile/Brandschutzklappen
- Türschließung (bei Sicherheitsschränken)
- Türschließer
- Brandschutzstreifen

Bei Säure-/Laugenschränken und Chemikalienschränken:

- Leichtgängigkeit der beweglichen Teile
- Ordnungsgemäße Befestigung aller starren Teile

Prüfung der Medien- und Elektroversorgung

Bei Laborabzügen und Apothekenabzügen:

- Sichtprüfung der Armaturen
- Prüfung der Gasarmaturen mit Lecksuchspray
- Elektroprüfung nach VDE 0701/0702

Bei Säure-/Laugenschränken und Chemikalienschränken

- Elektroprüfung

Abluftprüfung¹

Bei Laborabzügen und Apothekenabzügen:

- Sichtprüfung der Abluftanlage
- Funktionsprüfung der Luftstromüberwachungseinrichtung
- Überprüfung des Volumenstroms nach EN 14175-4

Bei Sicherheitsschränken, Gasflaschenschränken, Säure-/Laugenschränken und Chemikalienschränken:

- Funktionsprüfung der Abluftanlage

Ausbesserung der Bagatellschäden

(kleine Oberflächenfehler wie Lackschäden oder Kratzer)

Übernahme der Gewährleistung durch

LABexcellence

nach Auslauf der Gewährleistungspflicht des Herstellers oder Verkäufers um jeweils 1 Jahr (bis max. 5 Jahre ab Lieferung).

(Voraussetzung; Der Wartungsvertrag wird innerhalb der ersten 6 Monate nach Kauf mit LABexcellence abgeschlossen und die Wartungen werden ausschließlich von LABexcellence durchgeführt.

¹Die Wartung von Ventilatoren, Abluftregelungen und sonstige Komponenten gehören nicht zum Leistungsumfang